

SONDA ANALE - VAGINALE ARROW ANUFORM



La sonda anale ARROW ANUFORM è indicata per il trattamento dell'incontinenza urinaria/fecale mediante elettrostimolazione o biofeedback elettromiografico.

Può essere usata sia come sonda anale che come sonda vaginale ed è consigliato l'uso per una singola posizione (anale o vaginale).

Il dispositivo può essere riutilizzato dallo stesso paziente.

Il suo rivoluzionario design consente di mantenere sempre la stessa posizione e quindi di effettuare la riabilitazione sia in posizione seduta che in piedi o sdraiati.

Deve essere utilizzata con apparecchi di elettrostimolazione e biofeedback certificati e secondo le indicazioni fornite dal consulente medico.

Controindicazioni:

- gravidanza
- il sigillo della confezione non è intatto
- in presenza di infezioni, danni ai tessuti o recente ferita chirurgica
- durante le mestruazioni (come sonda vaginale)
- con stimolazione elettrica nei pazienti con pacemaker cardiaco
- con stimolazione elettrica nei pazienti la cui anamnesi mostra carcinomi sul punto della stimolazione

Nel caso in cui si presenti un'irritazione o un disagio; rivolgersi al medico per ricevere assistenza.

Pazienti con sensibilità dei tessuti ridotta o alterata devono fare attenzione nell'uso della stimolazione elettrica

Pulizia:

- Lavare in acqua tiepida saponata.
- Risciacquare con acqua pulita e asciugare.
- Ripetere dopo ogni uso e asciugare completamente prima di riporre nel sacchetto in plastica.
- NON usare acqua bollente.
- Evitare l'immersione dei cavi in acqua per la pulizia
- Non sterilizzare in autoclave

Smaltimento:

Pulire completamente e smaltire il dispositivo conformemente alle normative locali.

Istruzioni d'uso:

- Prima di iniziare a usare il dispositivo, lavarlo e asciugarlo secondo le indicazioni fornite.
- Applicare un leggero strato di gel lubrificante elettroconduttivo per favorirne l'inserimento e garantire una buona conduttività degli elettrodi.
- Per uso anale, inserire nell'ano "spingendo", come in fase di evacuazione. L'estremità ad "anello" dovrebbe rimanere esterna all'ano in qualsiasi momento.
- Per uso vaginale, inserire nella vagina in posizione "da est a ovest", cioè con le superfici metalliche degli elettrodi rivolte verso le anche. Inserire fino a che il corpo della sonda non si trova completamente all'interno della cavità vaginale. L'estremità ad "anello" della sonda dovrebbe rimanere esterna, fra le labbra della vagina.
- Verificare che la strumentazione sia spenta prima di collegare i cavi della sonda.
- Utilizzare secondo le indicazioni fornite dal consulente medico.

Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e scollegare i cavi. Non tirare i cavi per scollegare la sonda.

- Lavare, asciugare e conservare secondo le istruzioni fornite

1 canale - Ø 14/25 mm - lunghezza 45 mm - superfici elettrodi 1,76 cm² - peso 20 gr - 2 connettori femmina 2 mm



MED ITALIA SERVICE



info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it



www.meditaliaservice.com



+39 3314605453
Via delle barozze 6 A
00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita iva: 16193371008
Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1

