


















## SONDE VAGINALI

MODELLO	DESCRIZIONE	canal n.	n.	ELETTRODI			Lungh. zza	Peso gr	CARATTERISTICHE	USO	
				Forma	Ø max	Materiale					
	<b>V2STW</b>	standard	1	2	anello	25	oro	110	33	con manico per eventuale aggiustamento della posizione in corso di sessione	anatomie normali
	<b>CLASSICA</b>	standard diritta	1	2	U	25	oro	110	37	con manico per eventuale aggiustamento della posizione in corso di sessione la forma ad U serve a <b>non stimolare l'uretra</b>	anatomie normali pazienti con patologie o sensibilità uretrali
	<b>MINIMA</b>	A tampone	1	2	sfera	26	oro	65	16	priva di manico la forma a "tampone" aiuta a ridurre eventuale fastidiosità in quanto completamente inseribile	trattamento di dolore pelvico (vulvodinie ecc.) di lieve entità pazienti che, durante il BFB con tale sonda, capiscono meglio il lavoro attivo da eseguire in quanto non sentono un "corpo estraneo" che esce dalla vulva.
	<b>PERISPHERA-O</b>		1	2	sfera	26	oro	57/ 120	22	con manichetto e piastra regolabile per meglio posizionarla. Lunghezza inseribile 57mm - totale 120mm	
	<b>PLUGGY</b>	corta diritta e liscia	1	2	barretta	26	metallo	87	35	con piastra terminale	anatomie corte non troppo beanti perché potrebbe uscire durante il trattamento
	<b>POLLY</b>	corta, forma a pera	1	2	laterali	28	metallo	76	20	con piastra terminale	anatomie corte relativamente beanti, in quanto il diametro e la forma di questa sonda supportano abbastanza bene la tenuta in situ
	<b>RING</b>	corta, forma ovoidale, cava al centro	1	2	laterali	34	metallo	78	20	con piastra terminale	anatomie corte, vagine beanti, in quanto il diametro massiccio e la forma di questa sonda supportano bene la tenuta in situ
	<b>DIDI'</b>	standard, diritta e liscia	1	2	anello	26	metallo	140	80	con manico Ø 15 mm per meglio posizionare e mantenere in situ	vagine beanti con anatomia normale
	<b>JOYSTICK</b>	standard, diritta e liscia	1	2	anello	25	metallo	130	80	con manico Ø 11 mm per meglio posizionare e mantenere in situ	
	<b>ATRESICA-S</b>	corta, a tampone	1	2	anello	20	metallo	53	58	la forma a "tampone" aiuta a ridurre eventuale fastidiosità in quanto completamente inseribile	vagine atresiche
	<b>ATRESICA-L</b>	diritta e liscia	1	2	anello	20	metallo	100	72	con manico per meglio posizionare e mantenere in situ	vagine atresiche
	<b>V2STFW</b>	per SEF e BFB	1	2	anello	25	oro	110	35	dotata di palloncino in silicone medicale deve essere utilizzata con dispositivi appositi per rilevare il BFB manometrico	pazienti che riescono a capire meglio il lavoro da svolgere sentendo che contraggono qualcosa che risponde all'azione, quindi, l'esercizio risulta più realistico.
	<b>VBTF</b>	per BFB	1		--	35	--	110	35		
	<b>PERISPHERA-H</b>		2	4	sella	30	oro	60/ 120	13	con manico sottile per inserimento e mantenimento in situ che aiuta a dare maggior fisiologicità alla sonda e minore fastidio. Lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	pazienti con patologie o sensibilità uretrali La speciale forma degli elettrodi, posizionati uno sopra l'altro lateralmente ed orizzontalmente, permette di aderire meglio alle pareti e la loro disposizione evita di toccare e stimolare l'uretra.
	<b>PERISIZE 4</b>	A molletta	2	4	sferici		oro	110	20	l'introduzione si fa stringendo la sonda che, una volta rilasciata, aderirà perfettamente alle pareti	vagine beanti anche con lieve prolasso in quanto la forma assai appiattita, facilita il posizionamento
	<b>PERISPHERA-U</b>	Piatta	2	4	piatti	30	oro	60/ 120	23	Lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	La forma molto piatta la rende ideale per lavorare su pazienti con prolasso
	<b>PERISPHERA-AT</b>	diritta	2	4	barretta	11	oro	60/ 120	23	posizionatore regolabile sonda più sottile esistente Lunghezza inseribile 60 mm - totale 120 mm	vagine atresiche nel trattamento del dolore pelvico anche accentuato (vaginismi, vulvodinie ecc.) o per vergini

\*Gli elettrodi coperti in oro rendono il prodotto anallergico, gli elettrodi in metallo contengono una piccola percentuale di Nickel.