

INTIMINA™

Massaggiatore Personale

USER MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DE USUARIO

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE D'USO

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

Manuale d'uso e informazioni sulla garanzia

Informazioni Generali

INTIMINA è orgogliosa di fornire i migliori massaggiatori personali disponibili sul mercato, ognuno dei quali offre vibrazioni potenti, ma silenziose; tutti sono coperti da una garanzia completa di un anno e una garanzia di qualità di 10 anni.

Registrare la garanzia

Per registrare la tua garanzia troverai il codice di garanzia sul codice a barre allegato al presente manuale. Visita poi www.intimina.com e clicca **Servizio Clienti** in alto a destra. Clicca **Garanzia** e segui le istruzioni per l'attivazione.

Scaricare il manuale utente e le informazioni sulla garanzia

Una volta attivata la tua garanzia, visita la sezione **Servizio Clienti** del nostro sito per scaricare le istruzioni complete e le condizioni di garanzia. Clicca **Servizio Clienti** in alto a destra sul sito www.intimina.com e seleziona Manuale utente e Garanzia.

Termini e condizioni della garanzia

Garanzia di 1 anno

Intimina garantisce questo massaggiatore personale per UN (1) ANNO dalla data di acquisto contro eventuali difetti dei materiali o di produzione. Qualora si manifesti un problema e Intimina riceva una contestazione entro il periodo di garanzia, Intimina, a propria discrezione, si impegna a sostituire gratuitamente il massaggiatore personale.

La presente garanzia si applica a tutte le componenti funzionali del massaggiatore, e non è applicabile in caso di deterioramento estetico causato da usura e danni dovuti a incidenti, abuso o uso improprio. Ogni tentativo di aprire o smontare il massaggiatore personale (o le sue parti) invaliderà la garanzia.

La richiesta di servizio di garanzia dev'essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che tale richiesta rientri nel periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si deve conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo valido.

Per usufruire della garanzia, compila con i tuoi dati la sezione **Servizio Clienti** su www.intimina.com Questo impegno si aggiunge ai diritti legali dei consumatori e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

Istruzioni per l'uso di base

I massaggiatori personali di Intimina funzionano sia con batteria che senza, essendo ricaricabili. Per i modelli Kiri™, Raya™ e Celesse™ sono necessarie **2 batterie AAA**. **I massaggiatori personali ricaricabili devono essere caricati al primo utilizzo usando esclusivamente carica batteria originali Intimina.** Prima di effettuare la carica per la prima volta, assicurarsi che nei fori della presa DC non vi siano tracce di acqua o di lubrificanti.

Il tuo massaggiatore personale ha una delle seguenti interfaccia di controllo:

Interfaccia a 3 pulsanti

Per accendere e aumentare l'intensità di vibrazione premi e tieni premuto il tasto **+**. Premi **⏸** per passare da una modalità di vibrazione all'altra. Per ridurre l'intensità e spegnere il massaggiatore premi il tasto **-**.

Per bloccare il tuo massaggiatore premi contemporaneamente i tasti ⊕ e ⊖ per 5 secondi. Per sbloccarlo, ripeti. **Assicurati sempre che il tuo massaggiatore personale sia ben sigillato prima di pulirlo con acqua.**

Interfaccia a un pulsante

Per accendere premere il tasto ⊕ due volte. Premere lo stesso tasto per passare da una modalità di vibrazione all'altra. Per spegnere tenere premuto il tasto ⊕ per circa 5 secondi.

Pulizia, conservazione e sicurezza

Pulisci sempre con attenzione il tuo massaggiatore personale prima e dopo ogni utilizzo. Per la pulizia, utilizzare un apposito prodotto detergente, come il Detergente per Accessori Intimina. In alternativa, lavare il massaggiatore personale con acqua tiepida e sapone antibatterico, sciacquare con acqua calda e tamponare con un panno o una salvietta che non lascia pelucchi. Non utilizzare mai detersivi contenenti alcol, petrolio o acetone.

Intimina raccomanda l'utilizzo di lubrificanti a base d'acqua, come l'Iidratante Femminile Intimina. Evita di utilizzare lubrificanti a base di silicone che potrebbe rendere vischioso il silicone del tuo massaggiatore. Non utilizzare olii per massaggi o crema per le mani come lubrificanti per le tue zone intime.

Evita di esporre il tuo massaggiatore personale alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estreme. Non utilizzare in caso di infiammazione o irritazione della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Se il tuo massaggiatore personale funziona in modo strano, spegnilo e consulta la sezione **Servizio Clienti** su www.intimina.com dove potrai trovare consigli per la risoluzione dei problemi. Nel caso di ulteriori problemi con in tuo prodotto Intimina, contattaci su: customer-care@intimina.com

IMPORTANTE: Solo per adulti. In caso di gravidanza, presenza di un pacemaker, diabete, flebite o trombosi, informarsi sui rischi di coaguli consultando un medico prima di utilizzare qualsiasi massaggiatore personale.

Per ulteriori domande o dubbi e se desideri avere maggiori informazioni sui prodotti Intimina, ti invitiamo a visitare www.intimina.com o a mandare una e-mail direttamente a customer-care@intimina.com

Declinazione di responsabilità: Gli utenti di questo prodotto Intimina lo utilizzano a proprio rischio. Intimina e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall'utilizzo di questo oggetto di piacere. Intimina si riserva inoltre il diritto di modificare di tanto in tanto i contenuti di questo manuale senza l'obbligo di notificare tali cambiamenti e revisioni.

Applicabile a TUTTI i prodotti. I modelli possono subire modifiche e miglioramenti senza preavviso.

© 2014 LELOi AB. Tutti i diritti riservati. Assemblato per INTIMINA in Cina
Sede centrale: LELOi AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stoccolma, Svezia

INTIMINA Sud Europa: Calle Guillermo de Rolland, 3 1° Centro 28013 Madrid, Spagna

Informazioni sullo smaltimento

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell'Unione Europea o in altri paesi Europei dove viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del cestino con sovrainpressa una croce indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto, ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

