

# SONDA VAGINALE 112



Sonda corta da 55 mm "buffer"

## dimensioni

2 anelli 10mm |  $\varnothing$  20mm | Lunghezza 55 mm

## descrittivo

Il cavo flessibile consente la riduzione del peso e facilita la mobilità per gli esercizi.

Sonda tampone per elettrostimolazione e biofeedback dell'attività muscolare durante i lavori di retro controllo.

Abilita il lavoro perineale dinamico.

È usato nelle donne con anatomia corta e stretta.

Può essere usato da seduto o in piedi.

È dotato di 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La sua forma stretta e corta consente un lavoro perineale dinamico.

Utilizzabile in posizione seduta e ortostatismo.



**MED ITALIA SERVICE**



info@meditaliaservice.com  
meditaliaservicesrls@pec.it



www.meditaliaservice.com  
shop.meditaliaservice.com



+39 3314605453  
Via delle barozze 6 A  
00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita iva: 16193371008  
Numero REA: RM - 1640791  
SDI: M5UXCR1

