

SONDA VAGINALE 116



Sonda atresica di piccolo diametro

dimensioni
descrittivo

2 anelli 10mm | \varnothing 20mm | Lunghezza 100 mm

Elettrostimolazione estetica e raccolta di biofeedback dell'attività muscolare durante i lavori di retro controllo.

È dotato di 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La sua forma stretta consente il posizionamento in anatomie strette, limitando l'apprensione del paziente e annullando l'effetto di shock correlato ai movimenti degli elettrodi.

È usato in caso di dismorfismi vaginali.



MED ITALIA SERVICE



 info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it

 www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com

 +39 3314605453
Via delle barozze 6 A
00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita iva: 16193371008
Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1   