



Elettrodo St. Mark per elettroencefalografia nervo pudendo

Codici	Codice Produttore: B9720180001
Destinazione d'uso	Elettrodo per la registrazione EMG ed NCS per registrazioni su pudendo.
Materiale	Elettrodo su film rivestito di materiale plastico con adesivo per applicazione con guanto, placchette in argento/cloruro d'argento (latex free).
Dimensioni	Lunghezza 30 cm.
Area registrante	12 mm ² .
Confezionamento	Singolo.
Confezione	Indivisibile, 20 pezzi.
Conservazione	La confezione deve essere immagazzinata ad una temperatura compresa tra -10° C e +40° C. Conservare nella confezione originale fino all'uso.
Modalità di pulizia/disinfezione	Non applicabile.
Conformità	Direttiva CEE 93/42 del 14 giugno 1993 recepita con D.L. N. 46 del 24-02-1997 – Classe IIa
Certificazioni	075/MDD - Ente notificatore IMQ
Codice CND	N010101
N. Repertorio Dispositivi Medici	1621275



**MED ITALIA SERVICE**

 info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it

 www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com

 +39 3314605453
Via delle barozze 6 A
00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita iva: 16193371008
Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1   