

Apparecchiatura per Uroflussometria FLOMASTER NS

- Trasduttore di flusso a cella di carico, con operatività a batterie ricaricabili e che si collega all'unità di refertazione mediante un collegamento Bluetooth, comprensivo di stativo e contenitore per le urine.
- Alimentazione del trasduttore di flusso con batterie comuni tipo AA (ricaricabili o no) oppure mediante alimentatore dedicato.
- Il sistema permette di iniziare la registrazione automaticamente quando il paziente inizia lo svuotamento.
- Sistema dotato di algoritmo che riduce automaticamente gli artefatti e seleziona le scale di flusso/volume ottimali.
- Nomogrammi di Siroky, Liverpool e Miscolk.
- Il software offre la possibilità di controllare fino a sette trasduttori di flusso con un'unica postazione.
- Diagnostica integrata della funzionalità del trasduttore di flusso.
- Software di gestione del sistema dotato di Database Paziente per la gestione degli appuntamenti e lo storico delle uroflussometrie registrate.
- Software di refertazione che permette di rivedere e generare referti utilizzando template preimpostati, oppure utilizzando template personalizzabili. Nel referto sono inseriti automaticamente i dati del paziente, le tracce acquisite, i nomogrammi statistici, i commenti e la refertazione del medico.
- Stampa automatica a fine flusso del report della flussometria, anche in formato PDF o JPG.



MED ITALIA SERVICE



info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it



www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com



+393318867334
Via delle barozze 6 A
00040 - Rocca di Papa (Rm)

Partita iva: 16193371008
Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1

