

# POTENZA I TUOI DATI

## SOFTWARE & GESTIONE DATI

### PROCEDURE E REFERTI PERSONALIZZABILI

- La gamma integrale di opzioni preimpostate può essere modificata secondo specifiche esigenze

### RIPRODUZIONE DEL TEST IN TEMPO REALE O IN MODALITÀ ACCELERATA

- Facilità di riesame e formazione con i sistemi LABORIE

### HOTKEY E ANNOTAZIONI VOCALI PER GUIDARE L'UTENTE DURANTE L'ESAME

- Aiutano il medico a seguire il flusso di lavoro standardizzato

### PERFETTA INTEGRAZIONE EMR E HL7

- Integrate i vostri dati senza problemi grazie alla sperimentata interfaccia i-LIST™
- Gestite ed integrate facilmente i dati

### REFERTAZIONE GOLD STANDARD

- Scegliete da un ventaglio di referti approfonditi con un solo click, per ridurre al minimo il tempo di analisi



# GOBY

*dimensioni reali*

COMPATTO - PORTATILE - WIRELESS



distribuito da:

**MTO**  
MED ITALIA SERVICE  
Servizi e Forniture Medicali  
Via delle barozze 6 A - 00040 - Rocca di Papa (Rm)  
Partita Iva: 16193371008 Numero REA: RM - 1640791  
SDE: MSUXCR1

info@meditaliaservice.com  
meditaliaservice@pec.it  
www.meditaliaservice.com  
shop.meditaliaservice.com  
+3903318867334

**USA:**  
Tel.: +1 802 857 1300  
800 522 6743  
Fax: +1 802 878 1122  
Email: usmarketing@laborie.com

**EUROPE:**  
Tel.: +44 1788 547888  
Fax: +44 1788 571652  
Email: euromarketing@laborie.com

**CANADA/INTERNATIONAL:**  
Tel.: +1 905 612 1170  
800 522 6743  
Fax: +1 905 612 9731  
Email: intlmarketing@laborie.com



www.laborie.com



Innovation for Pelvic Health

# DESIGN DALLE FORME COMPATTE

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Goby, il sistema per urodinamica più compatto al mondo, è la strumentazione LABORIE leader nel mercato, progettata specificamente per l'utilizzo clinico e in mobilità. Questo dispositivo portatile, modulare e wireless offre una combinazione unica di caratteristiche che migliorano la vostra prassi di laboratorio.

### CAPACITÀ DI TEST COMPLETI DI URODINAMICA

- Possibilità di effettuare tutte le procedure cliniche standard tra cui analisi del flusso urinario, Cistometrogramma (CMG), Studio del flusso pressorio, Profilo pressorio uretrale (UPP), Prova di stress e Pressione del punto di perdita

### DESIGN WIRELESS E MODULARE

- Massima praticità sia per il medico che per il paziente, grazie all'alimentazione a batteria associata alla tecnologia Bluetooth®

### DIVERSE POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO

- Scegliete l'installazione di Goby più adatta alle vostre necessità cliniche grazie alle opzioni disponibili: Carrello, Poltrona per procedure di laboratorio, Asta per flebo, Tavolo o Custodia da viaggio

### ACCESSORI OPZIONALI

- Migliorate il sistema per rendere il vostro flusso di lavoro più semplice grazie a: estrattore UPP, Trasduttore di infusione, Sedia gabinetto, Asta per sacchetto per urina o Telecomando

### APPLICAZIONI AGGIUNTIVE

- Accessori specifici per diverse procedure tra cui Urodinamica clinica, Utilizzo in mobilità, Esami di ambulatorio, Goby EQ (EMG e Flusso urinario) ed ARM (Manometria anorettale)



UDS ROAM



GOBY HUB



UROCAP IV

## COMPONENTI

### UDS ROAM

Interfaccia wireless per cateteri  
Registra fino a 4 pressioni e 1 EMG. Montabile su cintura o collarino per sbarazzarsi dei cavi.

### GOBY HUB

Processore wireless per urodinamica  
Pompa per infusione di precisione e Postazione di carica in roaming.

### UROCAP IV

Uroflussimetro wireless  
La connessione remota offre maggior privacy al paziente.  
Strumento resistente all'acqua di quarta generazione, con registrazione di elevata qualità.

## CONFIGURAZIONI PER LE VOSTRE ESIGENZE CLINICHE



Goby CT  
Carrello



Goby IV  
Asta per flebo



Goby SC  
Sedia Sonesta



Goby TP  
Tavolo



Goby EQ  
Opzione flusso e EMG



ARM  
Manometria anorettale  
a 4 pressioni opzionale



Ambulatory  
Registrazione mobile  
24 ore opzionale



Portable  
Zaino opzionale

