

Catetere per stimolazione intravesicale

Codici	Codice EB NEURO: B9713152029 Codice Produttore: UDCESIV12
Descrizione	Catetere per elettrostimolazione vescicale per l'induzione di contrazione detrusoriale riflessa. Catetere con scala centimetrata a partire dal foro prossimale e connessione Luer lock.
Destinazione d'uso	Rieducazione della vescica neurologica mediante tecnica di stimolazione vescicale.
Dimensioni	Diametro: 12 Fr, Lunghezza: 350 mm.
Materiale	PVC bianco di tipo medicale semirigido e termosensibile. Elettrodo in acciaio inox.
Numero occhielli	Il lume del catetere comunica all'esterno mediante 4 fori posti in prossimità dell'estremità distale, due dei quali in corrispondenza dell'elettrodo.
Confezionamento	Singolo apirogeno in busta ermetica sterile.
Sterilizzazione	Ossido di etilene.
Confezione	Indivisibile, 10 pezzi.
Conservazione	A temperatura ambiente all'asciutto ed al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Scheda di sicurezza	Non applicabile per il prodotto offerto. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso riportate nella confezione.
Conformità	Direttiva CEE 93/42 del 14 giugno 1993 recepita con D.L. N. 46 del 24-02-1997 – Classe IIa
Numero marchio CE	Ente notificatore TÜV (0123)
Produttore	Bioengineering Laboratories S.r.l. Via Cattaneo Cesare, 20 22063 Cantù bel@bioengineeringlab.com
Distributore	EB NEURO S.p.A. via Pietro Fanfani, 97/A 50127 Firenze www.ebneuro.com vendite@ebneuro.com
Codice CND	U0599
N. Repertorio Dispositivi Medici	74762

