


Dimensioni



Videoregistratore

Capacità di Storage	250Gb HDD (max 1000Gb)
Formato video	PAL
Output Video	BNC x 1
Formato Compressione	MJPEG
Risoluzione	720x288 (12,5Fps)
Linee seriali	RS-232x1, RS485x2
LAN	RJ45x1 (10/100 BaseT)
Protocolli Network	TCP/IP; DHCP, HTTP, UDP, FTP
Alimentazione	AC240V, 50-60 Hz /12Vdc EN 60601
Consumo	50W
Dimensioni (LxAxP)	220x89x330 mm
Peso	4,5kg

Telecamera

Sensore	1/2 " Inter-line CCD
Pixel	752(H)x582(V)
Risoluzione orizzontale	>520 linee TV
Sensibilità	<2lux (output 50% AGC ON/F1,4)
Sincronizzazione	Interna al quarzo
Cavo sensore	2mt
Bilanciamento del bianco	Automatico/Manuale
Rapporto S/N	>50db
Obiettivo	25mm F5.0

Monitor

Pannello	TFT LCD
Dimensioni	15" (381mm)
Risoluzione	XGA 1024x768
Dimensioni Pixel	0,264mm
Luminosità	500cd/mq
Contrasto	400:1
Angolo di visuale	140°/140°
Schermo protettivo anteriore	Vetro antiriflesso
Dimensioni (LxAxP)	380x359x15,5
Peso	4,8kg
Alimentazione	AC240V, 50-60 Hz /12Vdc
Consumo	48W

Sorgente di luce

Emettitore	LED 3W
Temperatura di colore	4500K (min) 5500 (tipico) 10000 (max)
Cavo connessione	Fibra Ottica in vetro Ø 6mm L=2mt
Rivestimento	Silicone Biocompatibile

Manipolo regolabile

Materiale	Alluminio anodizzato nero
Aggancio	Baionetta 19mm
Insufflatore	Doppia Palla con rete