

SONDA VAGINALE ATRESICA-L



Sonda vaginale atresica a 2 anelli di 10 mm, diametro 20 mm, lunghezza 100 mm

Indicata per elettrostimolazione e biofeedback dell'attività muscolare durante i lavori di retro controllo.

È dotato di 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La sua forma stretta consente il posizionamento in anatomie strette, limitando l'apprensione del paziente e annullando l'effetto di shock correlato ai movimenti degli elettrodi.

È usato in caso di dismorfismi vaginali

Ø 20 mm - lunghezza 100 mm - superfici elettrodi 10 cm² - peso 72 gr - 2 connettori femmina 2 mm

Codice: PR-04A-116



MED ITALIA SERVICE
Servizi e Forniture Medicali

Via delle barozze 6 A - 00040 - Rocca di Papa (Rm)
Partita iva: 16193371008 Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1



info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it

www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com

+39 3314605453