

SONDA VAGINALE JOYSTICK



Sonda vaginale banane a 2 anelli da 10 mm con diametro di 25 mm

Sonda standard di elettrostimolazione di biofeedback dell'attività muscolare durante il lavoro in retro-controllo.

Il suo design consente un'introduzione facile e comoda per il paziente.

La sua forma anatomica consente un posizionamento ottimale e una buona presa tra 2 dita.

Il suo "collare" di arresto stabilizza la sonda durante la sessione di stimolazione annullando l'effetto shock correlato allo spostamento degli elettrodi.

È composta da 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La larghezza degli anelli offre un contatto ottimale sull'area da stimolare. È usato in tutti i casi tranne in presenza di dismorfismi vaginali

Il suo "collare" di arresto stabilizza la sonda durante la sessione di stimolazione annullando l'effetto shock correlato allo spostamento degli elettrodi.

1 canale - Ø 25 mm - lunghezza 130 mm - superfici elettrodi 10 cm² - peso 80 gr - 2 connettori femmina 2 mm

Codice: PR-03A-105



MED ITALIA SERVICE
Servizi e Forniture Medicali

Via delle barozze 6 A - 00040 - Rocca di Papa (Rm)
Partita iva: 16193371008 Numero REA: RM - 1640791
SDI: M5UXCR1



info@meditaliaservice.com
meditaliaservicesrls@pec.it
www.meditaliaservice.com
shop.meditaliaservice.com

+39 3314605453