

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------|
|  | Scheda Tecnica Prodotto | N. Documento | 20200608 |
| | IMPROVIRAL VPM | Pagina | 1/1 |
| | | Versione | A/0 |

Scheda Tecnica

Nome Commerciale: IMPROVIRAL Viral Preservative Medium (VPM)

| Codice Prodotto | Descrizione | Specifiche | Confezionamento |
|-----------------|--|----------------|-----------------------------|
| 8110131 | IMPROVIRAL VIRAL PRESERVATIVE MEDIUM (VPM) | 3ml/ 16x100 mm | 50pz/scatola, 600pz/cartone |

Destinazione D'uso

IMPROVIRAL Viral Preservative Medium (VPM) è destinato alla raccolta ed al trasporto di campioni clinici contenenti virus dal sito di raccolta al laboratorio di analisi.

Composizione

| Medium | Componenti |
|---------------------------------|---|
| Viral Preservative Medium (VPM) | RPMI 1640, soluzione buffer, Gentamicina, Penicillina e Streptomicina |

| Parti | Specifiche |
|------------------|--|
| Provetta | Lunghezza Provetta: 100±1 mm Diametro Provetta: 16±0.5 mm Materiale: Polipropilene (PE) |
| Tappo | Colore: Arancio Lunghezza tappo: 16±0.2mm Diametro minimo tappo: 21±0.5 mm Diametro massimo tappo: 20±0.5 mm Materiale: Polietilene (PE) |
| Provetta + Tappo | Lunghezza totale: 102±1 mm |

Conservazione

La temperatura raccomandata di conservazione è 2-25°C.

Data di scadenza

12 mesi

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------|
|  | Scheda Tecnica Prodotto | N. Documento | 20200608 |
| | IMPROVIRAL VPM | Pagina | 2/1 |
| | | Versione | A/0 |

Direttiva: IVD 98/79/EC

Iscritto al Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al N. 1962094

Standar Applicati:

EN ISO 13485:2016/AC:2016

EN ISO 14971:2012

EN ISO18113-1:2011

EN ISO 18113-2:2011

EN ISO 15223-1:2016

EN 13612:2002/AC:2002

EN ISO 23640:2015

IEC 62366-1:2015

IEC TR 62366-2:2016

Produttore:

Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd

No 102., Kaiyuan Avenue Science City Guangzhou Economic & Technological
Development District, Guangzhou 510530 China.

EU representative: Shanghia International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany