

APPARECCHI PROFESSIONALI



NANO
URO - FISIO -
FISIOURO

MICRO ARM

MICRO BASE

NEO

LIBERTY

TOTEM UG

n. canali	2	2	2	2	2	2 + 2
correnti	STIM - ETS Continua – Lavoro/Riposo – Modulata <i>Uro non ha la modulata</i>	STIM – ETS Continua – Lavoro/Riposo - Modulata	STIM – ETS Continua – Lavoro/Riposo	STIM – ETS Continua – Lavoro/Riposo - Modulata	STIM – ETS Continua – Lavoro/Riposo - Modulata	STIM Continua – Lavoro/Riposo
Biofeedback	Emg	sì	sì	sì	sì	sì
	Pressorio	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	sì
	giochi		sì	Opzionale su versione avanzata	opzionale	opzionale
Schermo	Tablet 8" a colori				PC touch	
Wireless	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Dock station		1	1	3	4	
Licenza attivazione software	Installato su tablet	Da installare sul proprio PC	Da installare sul proprio PC	Da installare sul proprio PC	Installato su PC touch	
Programmi	Reimpostati	A* URO B* FISIO A*+B* FISIO URO	Manometria anorettale	A*	A* + B*	54
	Liberi	No URO Sì FISIO E FISIO URO	sì	sì	sì	sì
Accessori inclusi		Modulo manometrico – pedale- siringa				n. 2 sonde vaginali COMBICOM – n. 4 elettrodi

A* = 26 Perineo sfinterici anorettali – 40 Perineo sfinterici urinari genitali

B*= 7 Amiotrofici – 9 contratture muscolari – 2 dermatologici – 3 gravidanza – 6 neurologici – 4 osteoarticolari e tendinei - 24 post traumatici - 2 respiratori – 24 reumatologici - 16 sportivi