

APPARECCHI PROFESSIONALI DI BASE



PELVIFINE PRO

MYO PLUS PRO

MYO PLUS 2

MYO PLUS 2 PRO

MYO PLUS 4

MYO PLUS 4 PRO

n. canali	2	1	2	2	4	4	
correnti	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	
Biofeedback	Emg	sì	sì	sì	sì	sì	
	giochi	sì	sì	su PC	sì	su PC	sì
Schermo	colori	colori - touch	bianco e nero	colori - touch	bianco e nero	Colori - touch	
wireless		sì	sì	sì	sì	sì	
software		sì	sì	sì	sì	sì	
Programmi	Incontinenza	22	22	19	19	19	
	Rehab		25	9	9	9	
	Sport			21	21	21	
	Liberi	3	12	11	32	11	32
	n. sessioni	5	5	5	5	5	5
giochi	6	4 nell'apparecchio + 8 nel software	4 nell'apparecchio + 8 nel software	4 nell'apparecchio + 8 nel software	4 nell'apparecchio + 8 nel software	4 nell'apparecchio + 8 nel software	