



## BIOLITO

## MYOLITO

## CONTINENCE

## PELVIFINE

## PELVITONE

## EVOSTIM-UG

n. Kanäle	2	2	2	2	2	2
Stim Ströme	cont. Arbeit / Ruhe (WR) moduliert - burst	cont. Arbeit / Ruhe (WR) moduliert - burst	cont. Arbeit / Ruhe (WR)	cont. Arbeit / Ruhe (WR)	cont. Arbeit / Ruhe (WR) moduliert	cont. Arbeit / Ruhe (WR)
Tens Ströme	han	han	ja	ja	ja	ja
frei Programme	1	1	3+1 (cont)	3	3	10
n ° Sitzungen frei Pr.	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
Zubehör	4 Elektroden 40x40 4 Elektroden 40x80	4 Elektroden 40x40 4 Elektroden 40x80	nein	nein	nein	MINIMA Vaginalsonde
<b>Anzahl der Programme</b>	<b>5</b>	<b>5 + 7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5x10</b>
Dranginkontinenz	1	1	1	1	1	1
Stress/Belastungsinkontinenz Stuhlinkontinenz	2	2	2	2	2	1
Mischinkontinenz	1	1	nein	nein	nein	1
Schmerzmittel	1	1	1	1	1	1
Häufigkeit / Dringlichkeit	nein	nein	2	3	3	nein
Gefühlsverlust	nein	nein	1	1	1	nein
Beckenboden (Toning)	nein	nein	1	1	1	1
Entspannung	nein	nein	nein	1	1	nein
Ausdauer-Widerstand	nein	nein	1	1	1	nein
Nervenstimulation	nein	4	nein	nein	nein	nein
Muskelstimulation	nein	3	nein	nein	nein	nein