



BIOLITO

MYOLITO

CONTINENCE

PELVIFINE

PELVITONE

EVOSTIM-UG

n. canales	2	2	2	2	2	2
corrientes stim	cont. trabajo / descanso (WR) modulado - burst	cont. trabajo / descanso (WR) modulado - burst	cont. trabajo / descanso (WR)	cont. trabajo / descanso (WR)	cont. trabajo / descanso (WR) modulado	cont. trabajo / descanso (WR)
corrientes tens	han	han	sì	sì	sì	sì
programas gratis	1	1	3+1 (font)	3	3	10
n ° sesiones pr. gratis	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
accesorios	4 electrodos 40x40 4 electrodos 40x80	4 electrodos 40x40 4 electrodos 40x80	no	no	no	Sonda vaginalMINIMA
número de programas	5	5 + 7	9	11	11	5x10
incontinencia de urgencia	1	1	1	1	1	1
Incontinencia de esfuerzo/ Estrés - incontinencia fecal	2	2	2	2	2	1
incontinencia mixta	1	1	no	no	no	1
Analgésico	1	1	1	1	1	1
Frecuencia / Urgencia	no	no	2	3	3	no
Perdida de la sensibilidad	no	no	1	1	1	no
Suelo pélvico (tonificación)	no	no	1	1	1	1
Relajación	no	no	no	1	1	no
Resistencia-Resistencia	no	no	1	1	1	no
estimulación nerviosa	no	4	no	no	no	no
estimulación muscular	no	3	no	no	no	no