



BIOLITO

MYOLITO

CONTINENCE

PELVIFINE

PELVITONE

EVOSTIM-UG

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| n.m. canaux | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| courants stim | continue travail / repos (WR) modulé- burst | continue travail / repos (WR) modulé - burst | continue travail / repos (WR) | continue travail / repos (WR) | continue travail / repos (WR) modulé | continue travail / repos (WR) |
| courants tens | han | han | oui | oui | oui | oui |
| programmes gratuits | 1 | 1 | 3+1 (cont) | 3 | 3 | 10 |
| n° séances pr. libre | 1/5 | 1/5 | 1 | 1/5 | 1/5 | 1/10 |
| accessoires | 4 électrodes 40x40 4 électrodes 40x80 | 4 électrodes 40x40 4 électrodes 40x80 | no | no | no | Sonde vaginale MINIMA |
| Nombre de programmes | 5 | 5 + 7 | 9 | 11 | 11 | 5x10 |
| Incontinence par impériosité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Incontinence d'effort /stress Incontinence fécale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Incontinence mixte | 1 | 1 | non | non | non | 1 |
| Analgésique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fréquence / Urgence | non | non | 2 | 3 | 3 | non |
| Perte de sensation | non | non | 1 | 1 | 1 | non |
| Plancher pelvien (tonification) | non | non | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Relaxation | non | non | non | 1 | 1 | non |
| Endurance-Résistance | non | non | 1 | 1 | 1 | non |
| Stimulation nerveuse | non | 4 | non | non | non | non |
| Stimulation musculaire | non | 3 | non | non | non | non |