

SONDA VAGINALE DIDI'



Sonda vaginale a banana a 2 anelli da 10 mm con diametro di 26 mm

Sonda standard di elettrostimolazione e di biofeedback dell'attività muscolare durante il lavoro in retro-controllo.

Il suo design consente un'introduzione facile e comoda per il paziente.

La sua forma anatomica consente un posizionamento ottimale e una buona presa tra 2 dita.

Il suo "collare" di arresto stabilizza la sonda durante la sessione di stimolazione annullando l'effetto shock correlato allo spostamento degli elettrodi.

È composta da 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La larghezza degli anelli offre un contatto ottimale sull'area da stimolare.

È usato in tutti i casi tranne in presenza di dismorfismi vaginali

1 canale - Ø 26 mm - lunghezza 140 mm - superfici elettrodi 10 cm² - peso 80 gr - 2 connettori femmina 2 mm

Codice: DIDI'-105