



BIOLITO

MYOLITO

CONTINENCE

PELVIFINE

PELVITONE

EVOSTIM-UG

	BIOLITO	MYOLITO	CONTINENCE	PELVIFINE	PELVITONE	EVOSTIM-UG
n. canali	2	2	2	2	2	2
correnti stim	continua lavoro/riposo(WR) modulata - burst	continua lavoro/riposo(WR) modulata - burst	continua lavoro/riposo(WR)	continua lavoro/riposo(WR)	continua lavoro/riposo(WR) modulata	continua lavoro/riposo(WR)
correnti tens	han	han	sì	sì	sì	sì
programma liberi	1	1	3+1 (cont)	3	3	10
n° sessioni pr. libero	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
accessori	4 elettrodi 40x40 4 elettrodi 40x80	4 elettrodi 40x40 4 elettrodi 40x80	no	no	no	sonda vaginale MINIMA
	n° programmi 5	n° programmi 5 + 7	n° programmi 9	n° programmi 11	n° programmi 11	n° programmi 5x10
Incontinenza da urgenza	1	1	1	1	1	1
Incontinenza da sforzo/stress Incontinenza fecale	2	2	2	2	2	1
Incontinenza mista	1	1	no	no	no	1
Antalgico	1	1	1	1	1	1
Frequenza/Urgenza	no	no	2	3	3	no
Perdita sensibilità	no	no	1	1	1	no
Pavimento pelvico (tonificazione)	no	no	1	1	1	1
Rilassamento	no	no	no	1	1	no
Endurance-Resistenza	no	no	1	1	1	no
Stimolazione nervosa	no	4	no	no	no	no
Stimolazione muscolare	no	3	no	no	no	no