

## KegelSmart™

EAN: 7350022 278004


Erlangt mit dem einfachsten Vaginalkugel-Trainer aller Zeiten stärkere und gesündere Beckenmuskeln. KegelSmart™ registriert mithilfe der Berührungssensortechnologie die Stärke eures Beckenbodens und stellt dann das perfekte Trainingsprogramm für euch ein. Alles, was ihr tun müsst, ist es, die Muskeln anzuspannen, wenn die Kugeln vibrieren, und sie zu entspannen, wenn das Vibrieren aufhört. KegelSmart™ wurde von Gynäkologen entwickelt und besteht aus dem glattesten medizinischen Silikon. Mit diesem Exerciser könnt ihr in weniger als 5 Minuten pro Tag ein professionelles Beckenbodentraining durchführen!



<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registriert die Beckenbodenstärke</li> <li>• Automatisch festgelegtes Trainingslevel</li> <li>• Passt die Routine je nach eurem Fortschritt an</li> <li>• Verfolgt euren Fortschritt auf 5 Levels</li> </ul>
<b>Vorzüge</b>	<p>KegelSmart™ hilft Frauen jeden Alters, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ihren Beckenboden zu stärken</li> <li>• sich auf eine gesunde Geburt vorzubereiten</li> <li>• die vaginale Festigkeit nach einer Geburt wiederzuerlangen und</li> <li>• das Empfindungsvermögen während körperlicher Intimität zu steigern</li> </ul>
<b>Beinhaltet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 KegelSmart™</li> <li>• Aufbewahrungsbeutel</li> <li>• Gebrauchsanleitung</li> <li>• Erfordert: 1 AAA-Batterie</li> </ul>

### Das einfachste Vaginalkugel-Training aller Zeiten

- 1 Einfach einschalten und einführen
- 2 **Muskeln anspannen, wenn die Kugel vibriert Dann entspannen, wenn das Vibrieren aufhört**
- 3 Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald das Training beendet ist



### Produktspezifikationen

Produkt samt Verpackung  
 Abmessungen: 115 x 48 x 140 mm  
 Gewicht: 147 g

### Angaben zum Versand

	Abmessungen	Gewicht	Produktanzahl
<b>Versandkarton</b>	585 x 355 x 260 mm	8.63 kg	48 Einheiten

#### Intimina Geschäftssitz EU-Büro

LELOi AB, Karlavägen 41,  
 114 31 Stockholm, Schweden

#### Büro in den USA

LELO Inc., 5799 Fontanoso Way  
 San José, CA 95138, USA

#### Asia Office

LELO, Room 1701-1710, 75 South  
 Wan Ping Road Shanghai 200032, China