

## KegelSmart™

EAN: 7350022 278004


Renforcez les muscles de votre plancher pelvien grâce à l'entraîneur Kegel le plus facile qui soit. KegelSmart™ utilise une technologie de capteurs tactiles pour enregistrer la force de votre plancher pelvien et définir ensuite le programme d'exercices qui vous correspond. Il vous suffit de contracter vos muscles lorsqu'il vibre et de les relâcher lorsqu'il s'arrête. Mis au point avec des gynécologues et fabriqué avec un silicone de qualité 100 % médicale ultra lisse, KegelSmart™ est le coach professionnel qui vous permet de muscler votre plancher pelvien en moins de 5 minutes par jour !



Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistre la force pelvienne</li> <li>• Définit automatiquement le niveau d'exercice</li> <li>• Ajustez votre séance d'exercices en fonction de vos progrès</li> <li>• Suivez votre progression sur 5 niveaux</li> </ul>
Avantages	<p>KegelSmart™ aide les femmes de tous les âges à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcer leur plancher pelvien</li> <li>• Se préparer à une grossesse saine</li> <li>• Resserer le vagin après l'accouchement</li> <li>• Améliorer les sensations durant les rapports intimes</li> </ul>
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 KegelSmart™</li> <li>• Sac de rangement</li> <li>• Manuel de l'utilisateur</li> <li>• Nécessite : 1 pile AAA</li> </ul>

### La séance Kegel Routine la plus simple

- 1 Allumez-le et insérez-le
- 2 **Contractez vos muscles quand il vibre**  
**Relâchez-les quand il s'arrête**
- 3 L'appareil s'éteint automatiquement lors la séance est terminée



### Spécifications du produit

Produit avec emballage  
Dimensions : 115 x 48 x 140 mm  
Poids : 147 g

### Spécifications du colis

	Dimensions	Poids	Quantité
<b>Colis</b>	585 x 355 x 260 mm	8.63 kg	48 articles

#### Sede Central de Intimina en Europa

LELO AB, Karlavägen 41,  
114 31 Estocolmo, Suecia

#### Oficinas en EE. UU.

LELO Inc., 5799 Fontanoso Way  
San Jose, CA 95138, EE. UU.

#### Oficinas en Asia

LELO, Room 1701-1710, 75 South  
Wan Ping Road Shanghai 200032, China