

KegelSmart™

EAN: 7350022 278004


Rendi i muscoli del pavimento pelvico più forti e più sani con il più comodo allenamento Kegel di tutti i tempi. KegelSmart™ utilizza la tecnologia dei sensori tattili per registrare la forza del pavimento pelvico e stabilisce la routine di allenamento perfetta per te. Tutto quello che devi fare è: contrarre quando vibra e rilassare quando smette. Progettato con i ginecologi e realizzato con il più morbido silicone medicale, KegelSmart™ ti offre un perfetto allenamento del pavimento pelvico con meno di 5 minuti al giorno!



Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Registra il tono del pavimento pelvico • Sceglie automaticamente il livello degli esercizi • Regola la routine man mano che migliori • Traccia i tuoi progressi in 5 livelli
Benefici	<p>KegelSmart™ aiuta le donne di tutte le età a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rafforzare il proprio pavimento pelvico • prepararsi ad avere una gravidanza salutare • recuperare la tenuta vaginale dopo il parto • migliorare le sensazioni durante l'intimità
Include	<ul style="list-style-type: none"> • 1 KegelSmart™ • Custodia • Manuale dell'utente • Necessita di: 1 batteria AAA

La più semplice routine Kegel di sempre

- 1 Accendilo ed inseriscilo
- 2 **Contrai quando vibra**
Rilassa quando si ferma
- 3 Il dispositivo si spegne automaticamente una volta completata la routine



Specifiche del prodotto

Prodotto nella confezione
Dimensioni: 115 x 48 x 140 mm
Peso: 147 g

Specifiche sulla spedizione

	Dimensioni	Peso	Numero di prodotti
Confezione di spedizione	585 x 355 x 260 mm	8.63 kg	48 unità