

TENS E ELETTROSTIMOLATORI NMES (stimolazione neuromuscolare)

SPECIFICHE TECNICHE	     					
	TENS PLUS	TENS	MULTITENS	REHAB	SPORTS	SPORTS XL
n. canali	2	2	2	2	2	2
TENS Correnti	• Continua • Modulata • Burst • S1	• Continua • Modulata • Burst	• Continua • Modulata • Burst	• Continua • Modulata • Burst		
TENS Programmi Preimpostati	9	11	13	10		
NMES Correnti	• Continua • Sincrona • Alternata		• Continua • Modulata • Burst	• Continua • Modulata • Burst	• Continua • lavoro/riposo • modulazione di frequenza a passi lineari	• Continua • lavoro/riposo • modulazione di frequenza a passi lineari
NMES Programmi Preimpostati			4	10	15	21
programma liberi	5 TENS	3 TENS	3 TENS	2 TENS 1 NMES	3 NMES	3 NMES
n° sessioni pr. libero			1/5			



MED ITALIA SERVICE Servizi e Forniture Medicali



info@meditaliaservice.com



www.meditaliaservice.com



+39 3314605453

Riabilitazione del Pavimento Pelvico – Elettrostimolatori NMES e tens - Urodinamica – Uroflussometria – Proctologia – Endoscopia – Gastroenterologia – Neurologia

PROGRAMMI A CONFRONTO		
	SPORTS	SPORTS XL
Riscaldamento	✓	✓
Ricominciare ad allenarsi	✓	✓
Tono muscolare e rinforzo muscolare	✓	✓
Resistenza	✓	✓
Forza resistente 1 -2 -3		✓
Forza massima		✓
Forza esplosiva	✓	✓
Forza esplosiva 1 - 2 - 3 - 4		✓
Resistenza resa di potenza 1 - 2 - 3	✓	
Massima potenza resa	✓	
Recupero attivo	✓	✓
Riposo muscolare	✓	✓
Rilassamento muscolare	✓	✓
Affaticamento muscolare 1 - 2		✓
Miglioramento flusso sanguigno	✓	✓
Metabolismo dei lipocidi (cellulite)	✓	
Antalgico TENS		✓



MED ITALIA SERVICE Servizi e Forniture Medicali

 info@meditaliaservice.com
 www.meditaliaservice.com
 +39 3314605453

Riabilitazione del Pavimento Pelvico – Elettrostimolatori NMES e tens - Urodinamica – Uroflussometria – Proctologia – Endoscopia – Gastroenterologia – Neurologia