















APPARECCHI PROFESSIONALI - TABELLA COMPARATIVA

 Servizi e Forniture Medicali	 EVO 4	 EVO 4 FULL	 TOTEM UG	 NANOURO-FSIO-FSIOURO	 MICRO BASE	 NEO	 LIBERTY
n. canali	4 STIM 2 EMG STIM 1 EMG PRESSORIO Canale per Temperatura Canale per Manometria		2 STIM –EMGSTIM 2 EMG PRESSORIO	2 STIM 2 EMG STIM			
CORRENTI	STIM ✓ ETS ✓ CONTINUA ✓ LAVORO/RIPOSO ✓ MODULATA ✓ INTERFERENZIALE ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ No ✓ ✓ No No	✓ NO ✓ ✓ No versione uro NO	✓ NO ✓ ✓ ✓ NO	✓ NO ✓ ✓ ✓ NO	✓ NO ✓ ✓ ✓ NO
Bio feed back	Emg ✓ Pressorio Opzionale Biofeedback ludici a tema ✓ Giochi BFB con paesaggio 1 gioco incluso (opzionali 4 o 8 giochi)	✓ ✓ ✓ 8	✓ ✓ no no	✓ Opzionale No no	✓ Opzionale ✓ Opzionale (1 gioco) su versione avanzata	✓ Opzionale ✓ 1	✓ Opzionale ✓ 1
Wireless Dock station	No no	no no	✓ no	✓ no	✓ 1	✓ 3	✓ 4
Licenza attivazione software	Da installare sul proprio PC	Preinstallato su PC tramite dispositivo usb Reinstallabile	Da installare sul proprio PC	Installato su tablet NON installabile su altro dispositivo	Da installare sul proprio PC	Da installare sul proprio PC	Installato su PC NON installabile su altro dispositivo
Programmi	Preimpostati Pavimento Pelvico 200 Uroginecologia – Urologia Proctologia - Sessuologia Preimpostati Periferica 300 Liberi ✓	Preimpostati Pavimento Pelvico 200 Uroginecologia – Urologia Proctologia - Sessuologia Preimpostati Periferica 300 Liberi ✓	54 no ✓	86 versione URO e FISIO URO 86 versione FISIO e FISIO URO No URO Sì FISIO E FISIO URO	86 Perineo sfinterici anorettali e urinari genitali no	86 Perineo sfinterici anorettali e urinari genitali 86 ✓	86 Perineo sfinterici anorettali e urinari genitali 86 ✓

APPARECCHI PROFESSIONALI DI BASE

							
	PELVIFINE PRO	MYO PLUS PRO	MYO PLUS 2	MYO PLUS 2 PRO	MYO PLUS 4	MYO PLUS 4 PRO	
n. canali	2	1	2	2	4	4	
correnti	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	Stim – tens - ets	
Biofeedback	Emg	✓	✓	✓	✓	✓	
	giochi	✓	✓	su PC	✓	✓	
Schermo	colori	colori - touch	bianco e nero	colori - touch	bianco e nero	Colori - touch	
wireless	No	✓	✓	✓	✓	✓	
software	No	✓	✓	✓	✓	✓	
Programmi	Incontinenza	22	22	19	19	19	
	Rehab	No	25	9	9	9	
	Sport	No	no	21	21	21	
	Liberi	3	12	11	32	11	32
	n. sessioni	5	5	5	5	5	5
giochi	6 su dispositivo	4 su dispositivo 8 su software	4 su dispositivo 8 su software	4 su dispositivo 8 su software	4 su dispositivo 8 su software	4 su dispositivo 8 su software	