

## BIOFEEDBACK E/O ELETTROSTIMOLATORI



	<b>SIMPLEX</b>	<b>SIMPLEX PRO</b>	<b>EVOSTIM P</b>	<b>EVOSTIM E</b>	<b>EVOSTIM-UG</b>
n. canali	1	1	2	2	2
correnti			Continua - lavoro/riposo (W/R) - ETS	Continua - lavoro/riposo (W/R) - ETS	Continua - lavoro/riposo(WR)
Biofeedback	elettromiografico	pressorio elettromiografico	pressorio	elettromiografico	no
schermo	bianco e nero	bianco e nero	bianco e nero + retroilluminazione a colori	bianco e nero + retroilluminazione a colori	bianco e nero + retroilluminazione a colori
software	si	si			
Programmi incontinenza			5	5	5
Programmi liberi					50
n. sessioni					1/10
Accessori			Sonda vaginale pressoria V2STFW	S.v. PERISPHERA- O - 4 elettrodi	sonda vaginale MINIMA
Incontinenza da urgenza			1	1	1
Incontinenza da sforzo/stress Incontinenza fecale			1	1	1
Incontinenza mista			1	1	1
Antalgico			1	1	1
Rilassamento					1
EVO (biofeedback+elettrostimolazione)			1	1	