

# SONDA VAGINALE ATRESICA-S



Sonda corta da 55 mm a tampone con 2 anelli da 10 mm, diametro 20 mm e lunghezza 55 mm.

Sonda tampone per elettrostimolazione e biofeedback dell'attività muscolare durante i lavori di retro controllo.

Abilita il lavoro perineale dinamico.

È usato nelle donne con anatomia corta e stretta.

Può essere usato da seduto o in piedi.

È dotato di 2 elettrodi circolari da 10 mm per una migliore tolleranza dell'intensità alla soglia di tolleranza / efficacia.

La sua forma stretta e corta consente un lavoro perineale dinamico.

Utilizzabile in posizione seduta e ortostatismo.

Ø 20 mm -lunghezza 53 mm - superfici elettrodi 10 cm<sup>2</sup> - peso 58 gr - 2 connettori femmina 2 mm.

Codice: PR-014A-112



**MED ITALIA SERVICE**  
Servizi e Forniture Medicali

Via delle barozze 6 A - 00040 - Rocca di Papa (Rm)  
Partita iva: 16193371008 Numero REA: RM - 1640791  
SDI: M5UXCR1

