

# ELECTROESTIMULADORES PÉLVICOS

						
	<b>BIOLITO</b>	<b>MYOLITO</b>	<b>CONTINENCE</b>	<b>PELVIFINE</b>	<b>PELVITONE</b>	<b>EVOSTIM-UG</b>
n. canales	2	2	2	2	2	2
corrientes stim	continuo actividad-descanso (WR) modulado - burst	continuo actividad-descanso (WR) modulado - burst	continuo actividad-descanso (WR)	continuo actividad-descanso (WR)	continuo actividad-descanso (WR) modulado	continuo actividad-descanso (WR)
corrientes tens	han	han	si	si	si	si
programas gratis	1	1	3+1 (cont)	3	3	10
n ° sesiones pr. gratis	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
accesorios	Electrodos 4x40x40 - 4x40x80	Electrodos 4x40x40 - 4x40x80	No	no	no	sonda vaginal MINIMA
N° programas	5	5 + 7	9	11	11	5x10
incontinencia de urgencia	1	1	1	1	1	1
I. de esfuerzo/ Estrés- i. fecal	2	2	2	2	2	1
incontinencia mixta	1	1				1
Analgésico	1	1	1	1	1	1
Frecuencia / Urgencia			2	3	3	
Perdida de la sensibilidad			1	1	1	
Suelo pélvico (tonificación)			1	1	1	1
Relajación				1	1	
Resistencia-Resistencia			1	1	1	
estimulación nerviosa		4				
estimulación muscular		3				

# BIOFEEDBACK Y/O ELECTROESTIMULADORES

				
	<b>SIMPLEX</b>	<b>SIMPLEX PRO</b>	<b>EVOSTIM P</b>	<b>EVOSTIM E</b>
n. canales	1	2	2	2
corrientes			Continuo - actividad-descanso(WR)- ETS	Continuo - actividad-descanso(WR)- ETS
biofeedback	electromiográfica	presión electromiográfica	presión	electromiográfica
pantalla	blanco y negro	blanco y negro	blanco y negro + luz de fondo de color	blanco y negro + luz de fondo de color
software	si	si		
Programas de			5	5
Accesorios			Sonda de presión vaginal V2STFW	S.v PERISPHERA- O - 4 electrodos 40x40