

ÉLECTROSTIMULATEURS PELVIENS

						
	BIOLITO	MYOLITO	CONTINENCE	PELVIFINE	PELVITONE	EVOSTIM-UG
n. canaux	2	2	2	2	2	2
courants stim	continu travail/repos WR modulé - burst	continu travail/repos WR modulé - burst	continu travail/repos WR	continu travail/repos WR	continu travail/repos WR modulé	continu travail/repos WR
courants tens	han	han	si	si	si	si
programmes libres	1	1	3+1 (cont)	3	3	10
n° séances pr. libre	1/5	1/5	1	1/5	1/5	1/10
accessoires	électrodes 4x40x40 - 4x40x80	électrodes 4x40x40 - 4x40x80				sonde vaginale MINIMA
N° programmes	5	5 + 7	9	11	11	5x10
Incontinence par impériosité	1	1	1	1	1	1
Incontinence d'effort / Stress	2	2	2	2	2	1
Incontinence fécale	1	1				1
Incontinence mixte	1	1	1	1	1	1
Analgésique			2	3	3	
Fréquence / Urgence			1	1	1	
Perte de sensation			1	1	1	1
Plancher pelvien (tonification)				1	1	
Relaxation			1	1	1	
Endurance-Résistance		4				
Stimulation nerveuse		3				

BIOFEEDBACK ET/OU ÉLECTROSTIMULATEURS

				
	SIMPLEX	SIMPLEX PRO	EVOSTIM P	EVOSTIM E
n. canaux	1	2	2	2
courants			Continu - travail/repos(WR) - ETS	Continu - travail/repos(WR) - ETS
Biofeedback	électromyographie	pression électromyographie	pression	électromyographie
écran	Noir et blanc	Noir et blanc	Noir et blanc + rétro éclairage couleur	Noir et blanc + rétro éclairage couleur
logiciel	oui	oui		
Programmes			5	5
Accessoires			Sonde vaginale de pression V2STFW	S.v. PERISPHERA- O -4 électrodes 40x40